

Lectro Derm

Blodprøvetagningspude



Varenr.: 04-006

Forpakning: 1x2st

Transportkarton: 30x2st

EAN kod: 7391133000627



Lectro Derm Blodprøvetagningspude

En lille fleksibel varmepude på 9x13 cm, som aktiveres ved at trykke på aktiveringsknappen inde i puden, som derefter genererer op til ca 54 graders varme.

Puden letter blodprøvetagning og kan tilmed have en beroligende virkning på patienter med nåleskræk.

Vi anbefaler, at du også bruge varen Viro001, en beskyttende og isolerende pose, under brug. Dette sikrer, at puden ikke opleves for varm for børn eller andre personer, der ikke selv er i stand til at afgøre, hvordan de reagerer på varmen fra puden.

Puden kan "genoplades" mange gange.

Før brug: Læs oplysningerne om "Risikofri håndtering." (Se separat dokument).

Også tilgængelig for download på: www.viroderm.se

Indhold:

Natriumacetat, vand.

Hudkontakt:

Skyl af med lunkent vand.

Ikke-toksisk, ikke-korroderende.

For yderligere information på dansk kontaktes:

ApodanNordic A/S
Tlf.: 32 97 15 25
Mail: info@apodan.dk
Web: www.apodan.dk

Fremstillet af: Handelshuset Viroderm AB, Fabriksvägen 5, 171 48 SOLNA