




En kviktest for kvalitative fund af antistoffer (IgG og IgM) mod SARS-CoV-2 i blod, serum eller plasma.

● **Simpel**

*Kan anvendes ved at tilsætte blod, serum eller plasma.
Vi anbefaler en bloddråbe efter et fingerprik.*

● **Hurtig**

Resultat på 10 minutter.

● **Komplet testkit med 25 test**

Kan opbevares ved stuetemperatur eller i køleskab (2-30 °C).


BIOSYNEX COVID-19 BSS

- COVID-19 er navnet på den sygdom, som forårsages af det nye coronavirus (CoV) SARS-CoV-2.
- BIOSYNEX COVID-19 BSS** er en kviktest der udnytter kombination af SARS-COV-2 antigenbelagte farvede partikler, til at spore IgG og IgM antistoffer mod SARS-COV-2 i blod, serum eller plasma.

HVORFOR ANVENDE ANTISTOFTTEST FOR COVID-19?


Fordi en antistoftest giver information om:

- Personer med symptomer på COVID-19 nu også har været syge pga. af dette virus
- Personer med kendt COVID-19 stadig kan smitte, eller ikke længere er smittebærer
- Personer med symptomer tydende på COVID-19 kan blive smittet igen
- Graden af immunitet mod COVID-19 blandt den befolkningsgruppe man måtte teste, da en antistoftest kan fortælle om graden af immunitet mod COVID-19 i den givne gruppe.



Figur 1: Virus og antistoffer hos patienter ved forskellige sygdomsstadier⁶.

PROCEDUREN




MATERIALER INKLUDERET

BIOSYNEX COVID-19 BSS

Ref. SW40005

Indeholder:

- 25 Testkassetter
- 2 Flasker buffer
- 1 Indlægsseddel
- 25 Mikropipetter
- 25 Sterile lanchetter



Litteratur

1. World Health Organization (WHO). WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan, China. Beijing: WHO; 9 Jan 2020.
2. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011;81:85-164.
3. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019; 17:181-192.
4. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. Trends Microbiol 2016;24:490-502.
5. Daily risk assessment on CoVid 19. European Centre for Disease Prevention and Control March 8th 2020
6. Lei L, Wanbing L, et al. A preliminary study on serological assay for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in 238 admitted hospital patients. MedRxiv 2020.