

LymphaPress®

Benmanschett med kardborrband



Lympha Press Benmanschett med kardborrband

Benmanschetterna är tillägnade personer som har ödem i ett ben eller ödem i båda benen utan att kroppen behöver involveras i behandlingen.

Benmanschett med 12 överlappande luftkammrar, varav 4 är i fotdelen. Detta ger en mycket bra kompressionsbehandling till foten och ankeln.

Benmanschetten kan individanpassas med kardborrband och vid behov med kilar.

Varunr.	Storlek	Maximal manschettdimension (cm)		Manschettlängd (cm)
		Manschettomkrets lår (cm)	Manschettomkrets ankel (cm)	
022121	2-75	70	50	75
022122	2-85	76	50	85
022123	2-95	80	50	95
022124	2-105	84	50	105
022125	3-75	76	53	75
022126	3-85	80	53	85
022127	3-95	85	53	95
022131	3-105	90	53	105
022128	4-75	90	68	75
022129	4-85	96	68	85
022130	4-95	108	68	95

Lympha Press kilar till benmanschetter med kardborreförslutning

Varunr.	Varunamn	Längd (cm)	Bredd (cm)
022085	Kil till underben till benmanschett med kardborrband	30	30
022086	Kil till lår till benmanschett med kardborrband	35	30

Omkretsen av manschetten ökas med 20 cm med hjälp av en kil.

För mer information kontakta:
Tlf.: +45 32 97 15 25 | www.lymphapress.se | info@apodan.dk

Mätpunkter på kroppen inför val och storlek av manschett

Mätpunkter på kroppen - Mät med måttband, men dra inte åt så att huden trycks in!

Till överkroppsmanschetter	Armmanschett	Comfy arm	Jackmanschett
Omkrets underarm, bredaste stället	x	x	x
Omkrets armbåge, med sträckt arm	x	x	x
Omkrets överarm, bredaste stället	x	x	x
Omkrets bål i brösthöjd		x	x
Omkrets midja (mellan revben och höftben)		x	x
Armlängd, sträckt arm (från långfingerspets till armhåla)	x	x	x
Ange höger eller vänster sida		x	



Armmanschett



Comfy Armmanschett



Jackmanschett

Till underkroppsmanschetter	Benmanschetter, alla	Byxmanschetter och LymphaPod
Omkrets ankel	x	x
Omkrets vad, bredaste stället	x	x
Omkrets knä, med sträckt ben	x	x
Omkrets lår, bredaste stället	x	x
Omkrets höft, bredaste stället		x
Omkrets midja		x
Benlängd medialt (mät på insidan av benet från golv till gren)	x	x



Benmanschett med karborrband och fyra luftkammare i foten



Comfy Benmanschett med blixtlås och en luftkammare i foten



Byxmanschett Standard eller XL



LymphaPod Byxmanschett

Val av manschettstorlek

När pumpen fyller manschetten med luft, kommer luftintaget att anpassa kompressionen efter kroppskonturen. Välj därför en större manschettstorlek än kroppsmåtten.

Tänk på att när luften fylls i benmanschettens luftkammare under foten, så kommer manschetten att dras något nedåt (i perifer riktning). Därför rekommenderar vi att man väljer en benmanschett som är cirka 10 cm längre än personens benlängd.