

Multikammer kompressionspumper



Lympha Press Mini Press

Let betjenelig multikammer kompressionspumpe med et kompressionsprogram. Trykket er det samme i alle luftkamre. Kompressionstid og tryk i mmHg kan manuelt indstilles.



Den kan anvendes med alle multikammermanchetter bortset fra Lympha Pod.

Lympha Press Optimal Plus

Lympha Press Optimal Plus er en robust, pålidelig og effektiv dynamisk multikammer kompressionspumpe med unikke funktioner. På pumpen eller ved hjælp af en letanvendelig app kan programmerne tilpasses den enkelte brugers behov og ønsker.



Pumpen kan anvendes med samtlige multikammermanchetter.

Lympha Press anvendes på sygehuse, i klinikker eller i eget hjem.

Har du en kronisk lidelse og brug for et varigt hjælpemiddel, kan du søge din kommune om udstyret som varigt hjælpemiddel efter servicelovens paragraf 112.

Kontakt os gerne for mere information, råd og vejledning.

Se vores instruktionsvideoer på lymphapress.dk.



Lyngsø Alle 3 | DK-2970 Hørsholm

Tlf.: 32 97 15 25 | ks@apodan.dk | www.lymphapress.dk | CVR Nr: DK 14 12 38 49

05/22

Apodan anvender FSC®, ECF og European Ecolabel godkendt papir.

Informationsfolder

Kompression på ødem letter dit problem



MULTIKAMMER KOMPRESSIONSPUMPER



Hvad er kronisk ødem?

Kronisk ødem (væskeophobning) er en vedvarende lidelse, der opstår fordi funktionen i lymfe- og eller venesystemet er nedsat.

Kronisk ødem viser sig som en hævelse af især arme eller ben, men kan også opstå andre steder på kroppen.

Der findes mange forskellige typer af kroniske ødemer:

Fx. lymfødem, lipødem, morbus dercum, venøst ødem, blandingsødemer mm.

Det er meget forskelligt, hvor udtalte symptomerne er, og hvor hurtigt de udvikler sig. De første tegn kan være:

- Synlige hævelser, som aftager igen efter hvile
- Følelse af spændt hud, øget vægt og træthed af de berørte dele af kroppen
- Fodtøj og fingerringe, der strammer
- En fornemmelse af spænding, øget tyngdefornemmelse og stivhed
- Smerter eller ømhed

Ved fremskredent kronisk ødem er hævelsen vedvarende. Huden kan blive nubret som vådt sandpapir, og der kan opstå smertefulde revner, sår og infektion. Kompression er det vigtigste led i afhjælpning af gener ved kronisk ødem.

Formålet med Lympha Press

At mindske generne ved ødem, spændt væv, tyngdefornemmelse og evt. sår, når dit lymfe- og eller venesystem ikke fungerer godt nok.



Lympha Press Benmanchet



Lympha Press Armmanchet



Lympha Press Buksemanchet



Lympha Press Comfy Armmanchet

Metoden

Lympha Press arbejder i princippet som dine fingre, når du skal tømme en tube tandpasta for det sidste indhold. Du skubber et par gange på tuben med dine fingre hen mod tubens åbning.

Lympha Press multikammer kompressionssystemet består af en pumpe tilkoblet en eller to manchetter, som indeholder fra 12 til 40 overlappende luftkamre. Kamrene fyldes med luft i retning mod kroppen, hvorefter der er en pause, inden luftopfyldningen starter igen.

Lufttrykket føles som en blød rullende massage. Virkningen er, at lymfesystemet og venesystemet stimuleres, og væsken presses væk fra arme eller ben, så ødemet blødgøres og generne formindskes.

Det aftales individuelt med dig, hvor længe du skal anvende Lympha Press pr. gang, hvilket tryk i mmHg og hvor mange gange dagligt.

Fagudtrykket er intermitterende pneumatisk kompression (IPC).

14 dages gratis afprøvning

Du kan gratis låne Lympha Press i 14 dage af Apodan for at prøve effekten hjemme hos dig selv. Dog skal du selv betale returfragten.

Udlån kræver at en sundhedsfaglig person vurderer, at du er egnet til brug af Lympha Press.