

# Lympha Press PCD-51

## Lympha Press PCD-51

Är en tyst och lättanvänd kompressionspump. Levereras komplett med blindpropp och nätadapter som möjliggör användning över hela världen.

- God effekt och säker användning
- Varierande tryckinställning mellan 20 och 80 mmHg
- Behandlingstiden ställs in med en vridbar timer
- Varierande paustid som anpassas automatisk efter manschettstorlek
- 4 överlappande luftkammrar i varje manschett säkerställer att kompressionen går från perifer till central riktning
- Levereras med strömadapter för multispänning

Se våra instruktionsvideor på [www.partnermed.se](http://www.partnermed.se)



Varunr.	Vikt (kg)	Storlek (cm)	Tryck mmHg
024005	1,5	22 x 17 x 13	20-80

### Indikationer:

- Venös insufficiens
- Venösa sår
- Muskeldysfunktion

### IPC kan också användas:

- För snabbare sårhäkning vid akuta eller långvariga sår
- Som svullnads- och smärtlindring av ben eller armar efter trauma, t.ex. efter operation
- Ödem efter trauma och sportsskador
- För lindring vid andra kroniskt ödem
- Mot ortostatiska ödem, t.ex. under graviditeten eller inaktivitetsödem
- Mot åderbråcksbesvär
- För nervstimulering i ben och armar

### Kontrindikationer:

- Känd eller misstänkt djup ventrombos (DVT) eller lungemboli
- Flebiter
- Akut infektion i den drabbade extremiteten
- Obehandlad hjärtsvikt
- Allvarlig arterioskleros eller andra ischemiska vaskulära tillstånd

# Lympha Press PCD-51

## Försiktighet vid behandling i följande fall:

- Plötsliga smärtor eller känselbortfall
- Nyare hudtransplantationer under läkning
- Patienter med nedsatt känsel
- Eventuella tillstånd där ökat venöst eller lymfatiskt återflöde är olämpligt