

Lympha Press Mini Press

Lympha Press Mini Press

Lympha Press Mini Press är en kraftfull och pålitlig multikammar kompressionspump. Den är effektiv och lättanvänd.

Den kan användas med alla Lympha Press multikammar manschetter, utom Lympha Pod.

Pumpen har:

- **Justerbart tryck**
- **Jämmt tryck i alla luftkammare**
- **Justerbar användningstid**



Program

- Sequential

Varunr.	Vikt (kg)	Storlek (cm)	Tryck mmHg
022105	2,9	19x 34 x 24	20-80

Indikationer:

- Primärt lymfödem
- Sekundärt lymfödem
- Lipödem
- Venös insufficiens
- Åderbräck (varicer)
- Postoperativ behandling efter underbindning/ligatur eller stripping
- Posttraumatiskt ödem
- Filariainfektion (elefantiasis)
- Fot- och bensår (ulcus cruris)
- Optimering av sårhäkning

Kontrindikationer:

- Känd eller misstänkt djup ventrombos (DVT) eller tromboflebit
- Under en inflammatorisk flebitisk process
- Akut infektion i den drabbade extremiteten
- Obehandlad/dekompenserad hjärtsvikt
- Allvarlig arterioskleros eller andra ischemiska kärlsjukdomar
- Alla omständigheter där ökat venöst och lymfatiskt återflöde är oönskat

Försiktighet:

Försiktighet bör iaktas vid användning på patienter med hjärtsjukdomar. Rådgör med personens ansvarige läkare. Hög tryck rekommenderas inte för personer med perifer ocklusiv artärsjukdom. Buken bör inte behandlas under graviditet.

Lympha Press Mini Press

Lympha Press Mini Press - Program

Sequential:

Sequentialprogrammet fylder manschetternas luftkamrar i perifer till central riktningen. När alla luftkamrar är fyllda med luft, lättar trycket och det blir en kort paus, varefter en ny inflationsperiod startar.

Detta program håller trycket längst tid i de perifera luftkamrarna. Därför är den lämplig för personer som behöver kompression under längre tid i de perifera delarna av kroppen, samt en kompression som är mer intensiv i hela manschetten.

Lympha Press Mini Press används av personer som bara behöver ett kompressionsprogram med lika tryck i manschetternas samtliga kamrar.