

Lympha Press PCD-51

Lympha Press PCD-51

En støjsvag og let anvendelig kompressionspumpe. Leveres med blindprop og strømforsyning, som kan anvendes internationalt.

- God effekt og sikker anvendelse.
- Varierende trykindstillinger mellem 20 og 80 mmHg.
- Anvendelsestiden indstilles med en drejelig timer.
- Automatisk pausetid som sikrer blodtilførsel til det komprimerede område.
- 4 overlappende luftkamre sikrer, at manchetten fyldes i perifer til central retning.
- Indbygget dobbeltkontakt, så det er muligt at få kompression af begge ben eller arme samtidigt.
- Let og transportabel - 1,5 kg.



Varenr.	HMI Nr.	Vægt (kg)	Størrelse (cm)	Tryk mmHg
024005	100517	1,5	22 x 17 x 13	20-80

Indikationer:

- Venøs insufficiens
- Venøse stasesår
- Dysfunktion af muskelpumpen

IPC kan også være gavnlige for:

- Reduktion af sårhelingstiden ved akutte og kroniske sår
- Reduktion af smerter og postoperative ødemer
- Ødemer efter traumer og sportsskader
- Andre kroniske ødemer
- Deklive ødemer fx. ved lammelse eller graviditet
- Åreknuder
- Neurologisk stimulation

Kontraindikationer:

- Kendt eller mistænkt DVT eller lungeemboli
- Flebitis
- Akut infektion i den berørte ekstremitet
- Hjertesvigt
- Alvorlig aterosklerose eller andre iskæmiske vaskulære tilstande

Lympha Press PCD-51

Forsigtighed udvises ved:

- Enhver tilstand hvor forøget venøst eller lymfatisk tilbageløb er u hensigtsmæssigt
- Pludselig opstået smerte eller følelsesløshed ved anvendelse af Lympha Press PCD-51
- Ikke helet hudtransplantation
- Personer med nedsat følesans